


# HYGISUN

www.hygisun.de

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR

REFERENCE: VP-T1



Děkujeme, že jste si zakoupili infračervený teploměr na čelo.

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste mohli přístroj používat bezpečně a správně. Návod k použití si uschovejte na bezpečném místě.

- Žádné kontraindikace.
- Měli byste přestat používat zařízení a konzultovat s lékařem, pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích reakcí ze zařízení.
- Zařízení lze použít pro všechny. Není vyžadováno žádné speciální školení, ale uživatel by si měl před použitím pečlivě přečíst návod k použití.

1. Úvodní slovo	2
2. Popis zařízení	3
3. Návod k použití	4
4. Specifikace	7
5. Čištění a dezinfekce	8
6. Údržba	8
7. Odstraňování problémů	8
8. Likvidace	9
9. Elektromagnetická kompatibilita	9
10. Záruční list	13

## 1 Úvodní slovo

### Varování

- Toto zařízení se používá pouze k měření teploty lidského těla bez diagnózy nemoci; nelze jej použít pro nouzové měření 2 a kontinuální měření v chirurgii.
- Pacienti nemožou sami diagnostikovat onemocnění a na základě výsledků měření podstoupit léčbu; musíte postupovat podle pokynů lékaře
- Hlavní materiál pouzdra je plast. Věnujte pozornost možným alergickým reakcím na tyto materiály.
- Nepoužívejte prosím na infekční rány.
- Nedotýkejte se a nefoukejte na infračervený senzor. (2.2 Součásti / Příslušenství)
- Požádejte odborného lékaře o vysvětlení naměřené tělesné teploty.
- V blízkosti tohoto produktu není povoleno používat mobilní telefony. Nepoužívejte zařízení, která vytvářejí elektromagnetické pole, v blízkosti výrobku.
- Používání zařízení, která vytvářejí teplo a chlad, např. elektrické přikrývky, vyhřívací podložky nebo ledové obaly mohou zhoršit výkon výrobku a zvýšit riziko poranění pacienta
- Neskladujte zařízení na slunci, při vysoké teplotě, vysoké vlhkosti nebo prachu. Může to mít vliv na jeho výkon.
- Toto zařízení nerozebírejte ani neopravujte sami, neopravujte zařízení.
- Během používání zařízení nečistěte ani neudržíte.
- Pokud se prostředí náhle změní, počkejte před použitím 30 minut. (Např. sluneční světlo v klimatizované místnosti), jinak by mohlo dojít k ovlivnění přesnosti.
- Opatřené senzory a elektrody nebo uvolněné elektrody mohou ovlivnit výkon nebo způsobit jiné problémy.
- NEOTEVÍREJTE kryt baterie v blízkosti zdroje zapalování, který by mohl baterie vznítit.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah kojenců, dětí nebo domácích zvířat, vdechování nebo polykání malých částí je nebezpečné nebo dokonce smrtelné.

### Preventivní opatření

- Pacient je zamýšleným uživatelem. Pacient může za normálních okolností vyměnit baterie, měřit teplotu a udržovat zařízení a jeho příslušenství v souladu s návodem k použití.
- Děti ve věku od nuly do dvanácti let musí s touto jednotkou měřit s pomocí svých rodičů.
- Je zakázáno používat teploměr osobám mladším 12 let a osobám, které nemohou vyjádřit své myšlenky a názory.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení příliš neohýbejte ani nenatahujte.
- Teploměr chraňte před pádem a nevystavujte jej silným nárazům.

- Výkon zařízení může být nepříznivě ovlivněn, pokud:
  - je provozován nebo skladován mimo stanovený rozsah teplot a vlhkosti nebo
  - pokud je teplota pacienta nižší než pokojová
- Pokud byl teploměr skladován při teplotě pod bodem mrazu, před použitím jej přirozeně zahřejte na pokojovou teplotu.
- Před skladováním vyčistěte sondu teploměru.


## 2 Popis zařízení

### Průvodce produktem

Infračervený teploměr pro měření teploty lidského těla měřením na čele. Je vhodný pro zobrazení tělesné teploty měřeného objektu měřením tepelného záření z čela.

	Sonda: Typ BF aplikovaná část
	Symbol pro „SÉRIOVÉ ČÍSLO“. K tomuto symbolu musí být připojeno sériové číslo výrobce.
	Označení shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v evropských směrniciích.
	DATUM VÝROBY. K tomuto symbolu je třeba přidat datum označující datum výroby.
	Symbol pro „VÝROBCE“. K tomuto symbolu musí být přidáno jméno a adresa výrobce.
	Symbol pro „POVOLENÉHO ZÁSTUPCE V ES - EVROPSKÉM SPOLEČENSTVÍ“. K tomuto symbolu musí být kromě symbolu dodáno také jméno a adresa způsobilého zástupce v Evropském společenství.
	Likvidujte odděleně od ostatního domácího odpadu.
	IP klasifikace
	Viz uživatelská příručka


### Příslušenství/komponenty



1. LED displej
2. Tlačítko měření / uložení
3. Tlačítko napájení / režimu
4. Tepelný senzor
5. Senzor vzdálenosti
6. Kryt baterie
7. Režim těla
8. Režim objektu
9. Výsledek zkoušky
10. ° C / ° F / CM
11. Paměť
12. Doba uložení / zbývající čas
13. Napájení z baterie
14. Měření vzdálenosti
15. Baterie

## 3 Návod k použití

1. Stiskněte kryt baterie, kryt baterie se automaticky odpruží. Připravte si 2 baterie 1,5V AAA, vložte je do prostoru pro baterie podle správného kladného a záporného pólu




2. Jednou stiskněte a uvolněte tlačítko napájení. Podsvícení se rozsvítí a spustí se spouštěcí sekvence. Když je teploměr připraven a správně umístěn, na obrázku se objeví vodorovná přerušovaná čára („---“).



Poznámka: Změna teploty prostředí může výrazně ovlivnit přesnost měření zařízení. Toto zařízení dokáže detekovat teplotu prostředí. Pokud fluktuace přesahuje normální rozsah (např. zařízení se pohybuje z venku do místnosti v zimě nebo naopak), nebo teplota prostředí přesahuje 10 °C-40 °C (50 °F-104 °F), na zařízení se zobrazí " ". Aby se zabránilo " ", nechte přístroj po dobu 30 minut před převozem ve stejném prostředí, pokud je přesunut z jiného prostředí. Ujistěte se, že zařízení vždy pracuje ve správném rozsahu teploty prostředí.


3. Umístěte teploměr do nebo do 3 cm od středu čela, těsně mezi obočí. Pokud je oblast obočí pokryta vlasy, potem nebo nečistotami, předem tuto oblast vyčistěte, abyste zlepšili přesnost čtení. Během měření je důležité udržovat teploměr a čelo v klidu. Pohyby ovlivňují měření teploty.



4. Stiskněte tlačítko teploty. Pokud je teploměr umístěn správně, na displeji se zobrazí odečet teploty. Na obrazovce se zobrazí odpovídající barva světla teploty a je slyšet potvrzovací tón. Pokud je teploměr příliš daleko od čela, vyzve vás k přiblížení teploměru zobrazenou grafu a „0-3 cm“. Pohybuje teploměrem pomalu k čelu, dokud neuslyšíte pípnutí a nezobrazí se údaj o teplotě. Podsvícení zůstane zapnuté po dobu 5 sekund a automaticky se vypne.



5. Oddalte teploměr a odečtěte teplotu. Pokud je teplota < 32 °C nebo > 43 °C, uslyšíte jedno krátké pípnutí. V normálním (zelené podsvícení) a nízké teplotě (žluté podsvícení) uslyšíte jedno dlouhé pípnutí po dobu 1 sekundy. Pokud je naměřená teplotní rozsah s vysokou horečkou (červené pozadí), uslyšíte 10 krátkých pípnutí. Podsvícení zůstane rozsvíceno po dobu 5 sekund a automaticky se vypne.



Aby byly všechny hodnoty přesné, vyžadují teploměry 5 sekundový interval mezi odečty. Uživatelé mohou na obrazovce vidět odpočítávání od 2 do 0

Chcete-li měření zopakovat, přejděte ke kroku 3

6. Chcete-li teploměr vypnout, stiskněte tlačítko napájení na 5 sekund. Zařízení se také automaticky vypne, pokud se přibližně 30 sekund nepoužívá.


### Referenční teplota

Referenční teplota vám pomůže lépe pochopit význam teploty vašeho dítěte pomocí barvy zobrazené na displeji. Na obrazovce je normální barva zelená, žlutá je nízká teplota, a červená výstražka, že se může jednat o vysokou horečku. 10 akustických pípnutí označuje teplotu nad 38,5 °C (101,3 °F), které uživatele upozorňují, že pacient může mít horečku.

Barva podsvícení	Teplota	Význam
zelená	<37.5°C	Normal
žlutá	≥37.5°C a ≤38.5°C	nízká teplota
červená	>38.5°C	Horečka

### Přepínání z ° F nebo ° C:

Stisknutím přepínače ° F / ° C v prostoru pro baterie můžete přepínat mezi stupni Fahrenheitů (° F) a stupni Celsia (° C)



### Zobrazení paměti


Ve stavu VYPNUTO stiskněte tlačítko teploty, na obrazovce se zobrazí 30 skupin měření v opačném pořadí. Změňte zobrazenou hodnotu stisknutím tlačítka teploty. Teploměr ukládá pouze tělesnou teplotu, nikoli teplotu objektu. Pokud se nepoužívá přibližně 30 sekund, automaticky se vypne nebo jej vypnete stisknutím tlačítka napájení.

V rozhraní zobrazení paměti stiskněte a podržte tlačítko měření po dobu asi 5 sekund, aby se zobrazilo „CLR“ a vymazaly se všechny paměti



### Změna režimu měření

Ve stavu ZAPNUTO stisknutím tlačítka napájení přepnete mezi režimem objektu a režimem tělesné teploty. Vypněte zařízení. Ve stavu ZAPNUTO stisknete tlačítko „Napájení“, produkt může vstoupit do režimu objektu a ikona objektu se objeví v pravém horním rohu LCD displeje. Režim objektu dokáže měřit teplotu okolí nebo objektu. Pro zlepšení přesnosti měření v režimu objektu neprovádějte měření čela.



## 4 Specifikace

Základní specifikace	
Název produktu	Infra-red Forehead Thermometer
Model	VP-T1
Spotřeba energie	max 50 mW v měřicím režimu
Baterie	2 x 1,5 V AAA alkalické baterie
Životnost baterie	Více než 1000krát v nepřetržitém provozu
Automatické vypnutí	Přibližně 30 sekund
Rozměr	149 x 34 x 52 mm
Hmotnost	Přibližně 95 g (bez baterií)
Displej	zelená <math>\lt; 37,5^{\circ}\text{C}</math> normální žlutá $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ and $\leq 38,5^{\circ}\text{C}$ nízká teplota červená $> 38,5^{\circ}\text{C}$ horečka
Měřicí rozsah	Tělesný režim $32^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$ ( $89,6^{\circ}\text{F} \sim 109,4^{\circ}\text{F}$ ) Režim objektu $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ ( $32^{\circ}\text{F} \sim 212^{\circ}\text{F}$ )
Měřicí režim	Režim těla / režim objektu
Minimální měřítka	$0,1^{\circ}\text{C} / 0,1^{\circ}\text{F}$
Přesnost měření	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , pro rozsah $35,0^{\circ}\text{C} \sim 42,0^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ , mimo tento teplotní rozsah Při standardní pokojové teplotě $25^{\circ}\text{C}$ ( $77,0^{\circ}\text{F}$ )
Paměť	30 měření
Tlačítko	Tři tlačítka: Napájení / Režim- Tlačítko, tlačítko Měření / Uložit, tlačítko ° C / F
Alarm	Tón při dosažení maximální teploty
Kalibrace	Před použitím není nutná žádná kalibrace. A by však byla zajištěna přesnost měření, používejte a skladujte zařízení ve vhodném prostředí, jak je popsáno níže
Pracovní prostředí	Teplota: $15^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ( $59^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$ ) Relativní vlhkost: 15% RH- 93% RV Tlak: 70 KPa až 106 KPa
Skladování a přepravní podmínky	Teplota: $-25^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ( $-13^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ ) Relativní vlhkost: 0% RH-90% RV, nekondenzující Tlak: 70 KPa až 106 KPa
Očekávaná životnost	5 let

## 5 Čištění a dezinfekce

- Pokud jde o teplotní senzor (sondu):
- Pokud je v zrcadle nebo tunelu senzoru prach nebo jiné nečistoty, očistěte sondu vatovým tamponem namočeným v bezvodém alkoholu. Poznámka: Nepokládejte produkt přímo pod vodovodní kohoutek, abyste jej umyli
- Samotné zařízení: Otevřete zařízení měkkým suchým hadříkem, aby nedošlo k poškrábání produktu. Poznámka: Nečistěte produkt přímo vodou
- Jelikož infračervené měření využívá vysoce citlivou technologii k zaznamenávání teploty cílového objektu, může jakýkoli prachový předmět nejen zhoršit přesnost měření, ale také způsobit bakteriální infekci. Doporučujeme po každém použití důkladně vyčistit

## 6 Údržba

- Před každým použitím zařízení zkontrolujte. Nepoužívejte zařízení, pokud je jakkoli poškozeno. Trvalé používání poškozeného zařízení může způsobit zranění osob, nesprávné výsledky nebo vážné nebezpečí.
- Skladujte a používejte zařízení na chladném, suchém a větraném místě. Vyvarujte se blízkosti ohně a zdrojů tepla, to by mohlo způsobit explozi baterie.
- Dojde-li k problémům s tímto zařízením, například během nastavování, údržby nebo používání se obraťte na SERVISNÍ PERSONÁL Vapo Healthcare Co. Neotevírejte ani neopravujte zařízení sami.

## 7 Odstraňování problémů

Problém	Možné příčiny	Zkuste toto řešení
	Pokud je symbol prázdné baterie jediným symbolem na displeji, zařízení nemusí fungovat. Baterie by měla být okamžitě vyměněna.	Vyměňte baterie
	Teploměr není napájen	Zkontrolujte, zda jsou baterie správně nabitě nebo vybité. Zkontrolujte také polaritu (<math>\leftarrow</math> a <math>\rightarrow</math>) baterií. Pokud teploměr stále nefunguje, kontaktujte zákaznický servis.

	Tato zpráva se zobrazí, když je naměřená teplota v režimu těla nižší než $32^{\circ}\text{C}$ ( $89,6^{\circ}\text{F}$ )	Znovu změřte teplotu a pečlivě postupujte podle pokynů v části „Návod k použití“.
	Tato zpráva se zobrazí, když je naměřená teplota v režimu těla vyšší než $43^{\circ}\text{C}$ ( $109,4^{\circ}\text{F}$ )	
	Tato zpráva se zobrazí, když je pokojová teplota mimo provozní rozsah $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ ( $50^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F}$ )	Pokud fluktuace překročí normální rozmezí, počkejte před použitím 30 minut (např. v místnosti v zimě nebo v klimatizované místnosti v létě) a postupujte podle pokynů v pracovním prostředí v části Specifikace.

## 8 Likvidace

NElikvidujte baterie s domovním odpadem. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy, které platí pro likvidaci těchto speciálních materiálů (např. na sběrných místech). Zařízení se skládá z kombinace plasty a nerezové oceli. Zlikvidujte jej jako netříděný komunální odpad v souladu s místními předpisy. Můžete jej recyklovat v recyklačním středisku.



## 9 Elektromagnetická kompatibilita

Infračervený teploměr na čelo byl testován a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům elektromagnetické compatibility (EMC) pro zdravotnické prostředky. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přímětnou ochranu proti škodlivému rušení v typické lékařské instalaci.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte toto zařízení ve spojení se zařízením, které má vysoké úrovně EMI.

### Prohlášení výrobce - Elektromagnetické emise

Infračervený teploměr na čelo je určen pro použití v níže uvedeném seznamu elektromagnetické prostředí. Zákazník nebo uživatel infračerveného teploměru na čelo by měli předpokládat, že jsou v takovém prostředí, kde se má používat.		
Zkouška emisí	Soulad s předpisy	Elektromagnetické prostředí - vedení
RF emise CISPR 11	Skupina 1	Infračervený teploměr na čelo používá CISPR 11 RF energie pouze pro svou vnitřní funkci. Proto jsou jeho emise RF velmi nízké a je nepravděpodobné, že by způsobily poruchy blízkých elektronických zařízení.

RF emise CISPR 11	Třída B	Infračervený teploměr na čelo je vhodný pro použití ve všech zařízeních, včetně domácích zařízení a těch přímo pro veřejnost, kde je nízkonapětová síť připojena k budově.
Harmonické emise IEC 61000-3-2	Třída A	
Kolísání napětí / emise IEC 61000-3-3	blízkání	

### Prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost

Infračervený teploměr na čelo je určen k použití v níže uvedených specifikacích elektromagnetického prostředí. Zákazník nebo uživatel infračerveného teploměru na čelo by se měl ujistit, že je v takovém prostředí, kde se používá.

Zkouška odolnosti	IEC 60601 test level	Úroveň předpisů	Elektromagnetické prostředí - průvodce
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	$\pm 8$ kV contact $\pm 2$ kV, $\pm 4$ kV, $\pm 8$ kV, $\pm 15$ kV air	$\pm 8$ kV contact $\pm 2$ kV, $\pm 4$ kV, $\pm 8$ kV, $\pm 15$ kV air	Podlahy by měly být vyrobeny ze dřeva, betonu nebo keramických dlaždic. Pokud jsou podlahy ze syntetických materiálů, pak by měly být relativní vlhkost alespoň 30%.
Elektrostatickép (techody / prasknutí) IEC 61000-4-4	$\pm 2$ kV pro napájecí vedení $\pm 1$ kV pro vstupní / výstupní linky	nelze použít	nelze použít
Surge IEC 61000-4-5	$\pm 1$ kV větší rozdíl režimu $\pm 2$ kV běžný režim	nelze použít	nelze použít
Poklesy napětí, krátké přerušování a kolísání napětí, napájecí vedení	$< 5\%$ UT ( $\geq 95\%$ dip in UT) na 5 sekund	nelze použít	nelze použít
IEC 61000-4-11			
Frekvence sítě (50/60 Hz) Magnetické pole IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Frekvence napájení Magnetická pole by měla být zapnuta. Hledněte, které jsou charakteristické pro typické místo v typickém obchodní nebo nemocničním prostředí.
POZN. U: je střídavé síťové napětí před aplikací testovací úrovně			

### Prohlášení výrobce - elektromagnetické

Testování imunity IEC 60601 Úroveň testu.	Úroveň dodržování předpisů	Elektromagnetické prostředí - pokyny
Vedené RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150kHz až 80MHz  6 Vrms ISM bands	netze použít  netze použít
Vyzařované RF IEC 61000-4-3	3V/m 80MHz až 2.5GHz	3V/m 80MHz až 2.5GHz
	385MHz-57 86MHz Test specifikace pro ENCL0-SURE POR IMMUNITY pro RF bezdrátové připojení RF komunikačního zařízení viz tabulka9	385MHz-5786MHz specifikace zkoušky pro na bezdrát. RF komunikační zařízení (viz tabulka 9 )  IEC 60601-1-2:2014)
	IEC 60601-1-2:2 014)	$d = \left[ \frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$  $d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$  $d = \left[ \frac{2}{E_1} \right] \sqrt{P}$  kde p je max. výstupní výkon vysíláče ve wattch (W) podle výroby vysíláče a doporučená separační vzdálenost v metrech (m) Intenzity pole pevného RF vysíláče, které bylo elektromagneticky stanoveno. Kontrola místa by měla být v každém frekvenčním rozsahu pod Úrovně dodržování předpisů. Rušení může být u zařízení, která používají následující symbolom
POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetická pole jsou generována absorpcí a odrazem od struktur, předmětů a lidí.		
a. Intenzita pole vysíláčů, např. základnové stanice pro rádiové telefony (mobilní / bezdrátové telefony) a pozemní mobilní rádia, amatérské rádio, AM a FM vysílání a televizní vysílání, kde nelze teoreticky přesně předpovědět vůle. Pro hodnocení elektromagnetického prostředí stacionárně - vysokofrekvenční vysíláče by měly zvážít průzkum elektromagnetických stránek vůle. Pokud je naměřená intenzita pole v místě, kde se používá infračervený teploměr na čelo, výše uvedené platí pokud byla překročena úroveň shody RF. Je třeba dodržovat infračervený teploměr na čelo a zkontrolovat normální provoz pro změnu polohy nebo přemístění infračerveného teploměru na čelo . b. Ve frekvenčním rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by intenzita pole měla být menší než 3V / m.		

### Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a RF mobilním komunikačním zařízením - VYBAVENÍ nebo SYSTÉM - Pro VYBAVENÍ a SYSTÉMY, které nejsou životanuté.

Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a infračervenými čelními teploměry.			
Infračervený teploměr na čelo je určen k použití v elektromagnetickém poli. Poskytne prostředí, ve kterém jsou řízeny vyzařované vysokofrekvenční rušení. Zákazník nebo uživatel infračerveného teploměru na čelo může pomoci - vyhněte se elektromagnetickému rušení dodržujte minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysíláči) a infračervený teploměr na čelo, jak je doporučeno níže, splňuje maximum výstupního výkonu komunikačního zařízení.			
Max. jmenovitá kapacita vysíláče		Separační vzdálenost podle frekvence vysíláče m	
	150 kHz až 80 MHz $d = \left[ \frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz až 800 MHz $d = \left[ \frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz až 2.5 GHz $d = \left[ \frac{2}{E_1} \right] \sqrt{P}$
W	0.01	0.12	0.23
	0.1	0.38	0.73
	1	1.2	2.3
	10	3.8	7.3
	100	12	23
Pro vysíláče, které jsou navrženy pro maximální výstupní výkon, který není výše je uvedena doporučená separační vzdálenost d v metrech (m) níže Odhadováno pomocí rovnice, která platí pro frekvenci vysíláče kde P je maximální výstupní výkon vysíláče ve wattch (W) podle výroby vysíláče. POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz je Separační vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah. POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. The elektromagnetické šíření je způsobeno absorpcí a odrazem od struktur Poškozené předměty a osoby.			

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás nejprve na Vapo Healthcare Co., Ltd., problém vyřešíme za vás, kontaktní informace najdete na poslední stránce.

## 10 Záruční list

Model		
záruční doba	dva roky od data nákupu	
Obchodník	Jméno:	Tel.:
	Adresa:	
Zákazník	Jméno:	Tel.:
	Adresa:	

### Vyžadované záznamy

Datum	Závady	Servisní technik
Poskytnutí záruky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• K výrobku musí být přiložen doklad o nákupu, buď doklad o koupi, nebo jiný důkaz o zařízení v záruční době.</li> <li>• Tato záruka se nevztahuje na produkt: nesprávná údržba, nehoda, nesprávná napájení nebo jiná forma zneužití a byl poškozen. Záruka rovněž zaniká, pokud vlastník produktu produkt jakýmkoli způsobem upravil nebo opravil. Vapo Healthcare Co., LTD. není zodpovědný za nahradu nebo následné škody týkající se tohoto produktu. Záruka rovněž vylučuje jakékoli jiné než výše uvedené odpovědnosti. Zbýdná jiná záruka není poskytována.</li> <li>• NĚKTERÉ ZEMĚ MOHOU VYLouCIT NEBO OMEZIT ŠKODY.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro výměnu odešlete vadné zařízení společně s kopií dokladu, který Vám zasíláme jako doklad o nákupu, nebo místnímu prodejci, od kterého jste produkt zakoupili. Produkt pečlivě zabalte.</li> <li>• Vyvarujte se poškození při přepravě. Zajistěte sledovací číslo a potvrzení o vrácení.</li> </ul>	

Vapo Healthcare Co., Ltd.  
Southern unit of third floor, building B, No 99  
Yuda West Rd, High tech district,  
KunShan, Suzhou, Jiangsu Province, China



MedNet GmbH  
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

IMPORTEUR Sunbeam International GmbH  
Schumanstr.12, 52146 Würselen, Germany



Made in China

Manual T1 06/2020 Ver.1.2