



SURFANIOS PREMIUM

PŘÍPRAVEK K DEZINFEKCI A ČIŠTĚNÍ PLOCH A POVRCHŮ

- 2 v 1: čištění a dezinfekce
- Účinný proti bakteriím a plísním izolovaným z nemocničního prostředí
- Bez aldehydu
- Jemná citrusová vůně
- Účinný při 0,25% koncentraci

INDIKACE

Čištění a dezinfekce podlah, stěn a povrchů zdravotnických pomůcek.

CHARAKTERISTIKA

- Zelně zbarvený roztok
- pH produktu: přibližně 11,2
- pH 0,25% roztoku: přibližně 8
- Hustota: 1,007

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Baktericidní, MRSA, virucidní (BVDV/Vaccinia), tuberkulocidní, fungicidní

SLOŽENÍ

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, didecyldimethylammonium chloride, pomocné látky

NÁVOD K POUŽITÍ

- Naplňte kbelík 8 l vody.
- Příprava 0,25% roztoku: dávku 20 ml přípravku nalijte do kbelíku.
- Proveďte čištění mopem nebo utěrkou.
- Neoplachujte. Nechte zaschnout.
- Roztok je stabilní 7 dní.



SURFANIOS PREMIUM

MIKROBIOLOGICKÁ ČINNOST

Účinnost	Normy testování	Expozice		
		0,25%	0,5%	1%
Baktericidní	EN 1040, EN 1276, EN 13727	5 min		
	BMR (EN 1276)	5 min		
	EN 13697	30 min	15 min	
	BMR (EN 13697)	15 min		
Tuberkulocidní	M.terrae (EN 14348)	60 min	30 min	
	M.terrae (EN 14563)	60 min	30 min	
Fungicidní (kvasinky)	EN 1275, EN 1650	15 min		
	EN 13697	30 min	15 min	
Fungicidní (vláknité houby)	EN 1275	15 min		
	EN 13697	30 min		15 min
	EN 1650	120 min		
Virucidní	Podle EN 14476			
	HIV-1, PRV(HBV), BVDV(HCV), Herpes virus	5 min		
	Vaccinia virus	60 min	15 min	

TYP PŘÍPRAVKU

Biocidní přípravek

BALENÍ

Surfanios Premium 1 l (dávkovací láhev)	12 ks/karton
Surfanios Premium 5 l	4 ks/karton + (1x dávkovací pumpa 20 ml)

SKLADOVÁNÍ

+5°C až +35°C

Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.